

CEVAP ANAHTARI - Sterilizasyon Ünitesi İSG

EĞİTMEN

TARİH

1. Soru

Otoklav kapağı açılırken operatörün vücudunu nasıl konumlandırması gerekir?

✓ B) Yüzünü ve vücudunu cihazdan uzağa konumlandırmalıdır.

Kapak açılırken operatörün yüzünü ve vücudunu cihazdan uzağa konumlandırması, ani buhar püskürmesi durumunda ciddi yanıklardan korunmasını sağlar.

2. Soru

Etilen Oksit (EtO) maruziyetinin erken belirtileri arasında aşağıdakilerden hangisi yer alır?

✓ D) Baş ağrısı, mide bulantısı ve baş dönmesi.

Eğitim içeriğine göre EtO maruziyetinin erken belirtileri arasında baş ağrısı, mide bulantısı, baş dönmesi ve halsizlik yer almaktadır.

3. Soru

Sterilizasyon ünitesinde kesici ve delici aletleri taşıırken dikkat edilmesi gereken temel kural nedir?

✓ A) Kesici uçların vücuttan ve diğer kişilerden uzağa bakmasını sağlamak.

Aletlerin taşınması sırasında kesici uçların her zaman vücuttan, başkalarından ve çalışma arkadaşlarından uzağa bakması temel bir güvenlik kuralıdır.

4. Soru

Kimyasal bir maddenin göze teması durumunda en doğru acil müdahale yöntemi nedir?

✓ B) Tehlike noktasına en yakın göz duşunu kullanarak saniyeler içinde müdahale etmek.

Kimyasal maddelerin göze teması durumunda saniyeler içinde müdahale hayati önem taşır ve tehlike noktalarına en fazla 10 saniye mesafede göz duşu bulunmalıdır.

5. Soru

Otoklav raflarına yükleme yapılırken devrilme riskini önlemek için nasıl bir yerleşim yapılmalıdır?

✓ A) Ağır setler alt raflara, hafif ve küçük paketler üst raflara yerleştirilmelidir.

Otoklav raflarına yükleme yapılırken ağırlık merkezi dengelenmeli; ağır setler alt raflara, hafif ve küçük paketler üst raflara yerleştirilmelidir.

6. Soru

Sterilizasyon ünitesinde Etilen Oksit (EtO) kullanılan alanlarda hangi çalışan grubu için görevlendirme yasağı bulunmaktadır?

✓ D) Hamile veya emziren çalışanlar.

Etilen Oksit üreme sistemi üzerinde toksik etkileri bulunan bir kimyasal olduğundan, hamile veya emziren çalışanların bu ortamda görevlendirilmesi yasaktır.

7. Soru

Sterilizasyon ünitesinde iğne batması veya kesici-delici alet yaralanması durumunda yapılması gereken ilk müdahale nedir?

✓ B) Bölgeyi akan su ve sabunla nazikçe yıkamak.

Yaralanma anında bölgeyi akan su ve sabunla nazikçe yıkamak gerekir; yarayı asla sıkmamalı veya kanatmamalısınız.

8. Soru

Sterilizasyon ünitesinde çapraz bulaşma riskini minimize etmek için kullanılan en temel mühendislik önlemi nedir?

✓ C) Kirliden temiz alana doğru tek yönlü iş akışı sağlamak.

Kirliden temiz alana doğru tek yönlü iş akışı sağlanması, çapraz bulaşma riskini minimize eden en temel mühendislik önlemidir.

9. Soru

Otoklav cihazında basınç veya sıcaklık değerlerinin belirlenen sınırları aştığı tespit edildiğinde ne yapılmalıdır?

✓ A) Derhal acil durdurma prosedürü başlatılmalıdır.

Basınç veya sıcaklık değerlerinin belirlenen sınırları aşması durumunda, derhal acil durdurma prosedürü başlatılmalıdır.

10. Soru

Ağır sterilizasyon setleri kaldırılırken Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği'ne göre hangi yöntem uygulanmalıdır?

✓ C) Yüğü vücuda yakın tutarak bacak kaslarını ve dizleri bükerek kaldırmak.

Ağır sterilizasyon setlerini kaldırırken yük vücuda yakın tutulmalı ve bacak kasları kullanılarak dizler bükülerek ağırlık kaldırılmalıdır.